



## Технический паспорт изделия

### Штатив для верхнеприводной мешалки PL-03

#### 1. Область применения

Изделие предназначено для закрепление верхнеприводных мешалок. Широко используется в химических, биологических, медицинских лабораториях и позволяет обеспечить надежное крепление верхнеприводных мешалок, а также надежное крепление емкости, в которой проводится перемешивание. Данное изделие идеально совместимо с продукцией компании «ООО ПРАЙМЛАБ».

#### 2. Комплектация

Основание штатива – 1 шт.;

Стойка (двухсоставная) – 1 шт.;

Фиксатор – 2 шт.;

Силиконовый коврик – 1 шт.;

Упор – 1 шт.;

Ремень – 1 шт.;

Стопорное кольцо – 1 шт.

#### 3. Используемый материал

Стойка - AISI 304 (Нержавеющая сталь);

Фиксатор - Д16Т ГОСТ 4784-97 покрыт полиэфирной порошковой краской;

Основание штатива – Ст3 ГОСТ 380-2005 покрыта полиэфирной порошковой краской;

Упор - Пластик GF BLACK

#### 4. Размеры/масса

ДхШхВ – 463х335х830 мм.;

Длина стойки – 810 мм.;

Диаметр стойки – 16 мм.;

Масса нетто 13,7 кг.

## **5. Обозначение изделия**

Обозначение и дата изготовления изделия (месяц/год) см. на упаковке.

## **6. Условия хранения и эксплуатации**

Изделие следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 70%.

### **Срок годности**

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении условий хранения и использования – 12 месяцев.

Произведено в России

Отдел контроля качества

Храменкова В.М.